

CALIDAD QUE TÚ ESPERABAS!

MICROCENTRÍFUGA DIGITAL MOD: HB24H 3S CIENTIFIC



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- MOTOR SIN ESCOBILLA DE MANTENIMIENTO
- PANTALLA LCD DE TIEMPO Y VELOCIDAD
- VELOCIDAD AJUSTABLE DE 500R / MIN A 12000R / MIN
- TIEMPO, DE 15S A 99MIN, O OPERACIÓN CONTINUA
- PARA TUBOS 24X75MM HEMATOCRITOS TUBOS
- TAPA AUTOMÁTICAMENTE ABIERTA AL FINAL DE LA FUNCIONAMIENTO PARA PREVENIR EL CALENTAMIENTO DE LA MUESTRA Y REDUCIR EL TIEMPO DE PONER

Av. Emancipación n° 549Tda. 3 y 4 – Lima Cercado

Telf.: 01 4250511

Correo: ventas@aldalab.com / cotizaciones@aldalab.com

www.aldalab.com

ESPECIFICACIONES TECNICAS

DESCRIPCION	HW24H
RCF máximo	13680XG
Fuente de alimentación	AC100V-240V/50-60Hz
Capacidad del rotor	24 x 75mm hematocrito tubos
Velocidad	De 500r/min a 12000r/min
Temporizador	15s-99min operación continua
Tipo de motor	Motor sin escobillas
Dimensiones	212x270x158mm
Peso	4.5KG