


CALIDAD QUE TÚ ESPERABAS!

CENTRIFUGA DIGITAL MOD: HW12M 3S CIENTIFIC



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- ✦ MOTOR SIN ESCOBILLA DE MANTENIMIENTO
- ✦ PANTALLA LCD DE TIEMPO Y VELOCIDAD
- ✦ VELOCIDAD AJUSTABLE DE 300R / MIN A 4000R / MIN
- ✦ TIEMPO, DE 15S A 99MIN, O OPERACIÓN CONTINUA
- ✦ PARA TUBOS DE COLECCIÓN DE SANGRE 12X10ML / 7ML / 5ML O TUBO DE CENTRÍFUGA DE 12X15ML O TUBO DE CENTRÍFUGA DE 8X50ML
- ✦ TAPA AUTOMÁTICAMENTE ABIERTA AL FINAL DE LA FUNCIONAMIENTO PARA PREVENIR EL CALENTAMIENTO DE LA MUESTRA Y REDUCIR EL TIEMPO DE PONER

Av. Emancipación n° 549Tda. 3 y 4 – Lima Cercado

Telf.: 01 4250511

Correo: ventas@aldalab.com / cotizaciones@aldalab.com www.aldalab.com

CALIDAD QUE TÚ ESPERABAS!**ESPECIFICACIONES TECNICAS**

DESCRIPCION	HW12M
RCF máximo	2460XG
Fuente de alimentación	AC100V-240V/50-60Hz
Capacidad del rotor	12 x 15ml/10ml/7ml/5ml tubos o 8x50ml
Velocidad	De 300r/min a 4000r/min
Temporizador	15s-99min operación continua
Tipo de motor	Motor sin escobillas
Dimensiones	370x330x175mm
Peso	11KG

