

ESTEREOSCOPIO MOD: XTD-6C-RC

MARCA 3S CIENTIFIC



Instrumento de alta precisión diseñados y fabricados por nosotros mismos. Son ampliamente utilizados, sus dos rutas paralelas y sistema óptico de alta calidad le ofrecen alta resolución. Equipado con un ocular de electrones, muestre la micro imagen en la pantalla de la PC, y su sofisticado software de proceso de micro imágenes le ayudará a pre visualizar, medir, comparar, contar, guardar y eliminar.

ESPECIFICACIONES

*Objetivo: Agrupados de los tres objetivos de 1X, 2X, 3X y 4X,
distancia de trabajo: 1X-55mm, 81mm, 2X, 3X, 61mm, 57mm-4X
Wide Field Plane-Scope Eyepiece WF10X, WF15X Opcional
Cabeza Binocular Libre Articulada, Distancia Interpupilar 55-75mm, Inclined 45°
Iluminación: superior / inferior de la Luz: La lámpara LED de 1W, con Ø95mm
platina de vidrio esmerilado XTD-6C-RC: con un cargador y 3 baterías recargables
Mecanismo de enfoque grueso con piñón y cremallera y ajuste de tensión
Peso neto / Set 2.4kg
Paquetes de 4 / Carton 61X35X36cm
Peso bruto / Carton 11kg*