

*MICROSCOPIO BINOCULAR MOD: XSZ-701BN  
MARCA: 3S CIENTIFIC*



*Este microscopio de serie es un instrumento de alta precisión diseñado y producido por nuestra empresa. Está especialmente diseñado para el examen clínico y demostración de enseñanza en establecimientos médicos y de salud, laboratorios, ciencias agrícolas y campo de la tecnología, institutos de investigación. Se utiliza para trabajos de rutina e investigación en biología, citología bacteriológica y farmacología. Proporcionando algunos accesorios opcionales, el microscopio ampliará sus funciones en la demostración, la recolección, el ahorro y el análisis del miro-Image.*

**ESPECIFICACIONES:**

- ❖ *Objetivo: 4X, 10X, 40X (S), 100 X (S. aceite)*
- ❖ *Amplio campo plano –alcance de ocular: WF10X (Opcional WF 16X)*
- ❖ *Total, de aumento: 40X-1600X*
- ❖ *Deslizamiento cabeza binocular, distancia interpupilar: 55-75mm, 45° de inclinado; giratorio 360°.*

## **CALIDAD QUE TÚ ESPERABAS!**

---

- ❖ *Capas doble platina mecánica: 140 x 155mm, movimiento rango XY: 70 X 50mm; Ø2- Ø30mm iris del diafragma y el filtro de Ø32.*
- ❖ *Condensador ABBE: S.O. 1.25*
- ❖ *Mecanismo ajustable coaxial grueso y fino de enfoque: 25 mm.*
- ❖ *Precisión: 0.002 mm.*
- ❖ *Buit-in opcional de iluminación: lámpara halógena de 6V/20W, lámpara incandescente de 20 w, lámpara fluorescente de 5 W, lámpara LED 1 W, LED con dispositivo recargable.*
- ❖ *Peso neto/set: 6.4 kg*
- ❖ *Paquete: 1 set/ gabinete de madera/ caja de 38 x 34 x 50*
- ❖ *Peso bruto caja 11 kg*