

HORNO ESTERILIZADOR MODELO: DHG-9240(A)
MARCA: BIOLAB



Proporcionada para la desecación, torrefacción, fusión de cera y esterilización en laboratorios e institutos de investigación científica etc.

CARACTERISTICAS:

- *Cámara de acero inoxidable pulido*
- *Regulador de temperatura PID, sobre-temperatura auto-protección & cronometraje y exhibición digital*
- *Distribución uniforme de la temperatura del aire*
- *Regulación del aire, toma de aire de control y salida de aire*
- *Puerta de vidrio de doble capa, mayor ventana de visualización.*
- *El sistema independiente de la alarma de temperatura-limitación asegura que los experimentos funcionen con seguridad. (Opcional, necesidad de modificar para requisitos particulares, y pagar extra)*
- *La impresora o el conector RS485 es la opción que puede conectar la computadora para registrar los parámetros y las variaciones de temperatura. (Opcional, necesidad de personalizar y pagar extra)*

CALIDAD QUE TÚ ESPERABAS!**ESPECIFICACIONES:**

MODELO	DHG-9240A
<i>Tamaño de trabajo (mm)</i>	800x800x1000
<i>Capacidad</i>	5000W
<i>Alcance de temperatura</i>	50~300°C
<i>Resolución de la temperature</i>	0.1°C
<i>Fluctuación de temperature</i>	± 0.1°C
<i>Tiempo</i>	0-999 min
<i>Voltaje</i>	110V 60Hz/220V 50Hz
<i>Dimension (mm)</i>	940x1090x1380
<i>Peso</i>	150kg