

LECTOR DE TIRAS DE ORINA MOD: 50

MARCA URIT



DATOS TÉCNICOS:

·Parámetros: pH, nitritos, gravedad específica, el ácido ascórbico, la sangre, glucosa, bilirrubina, urobilinógeno,

Cetonas, leucocitos, proteínas, Calcinm, Microalbúmina de creatinina,

·Principio: fotometría de reflectancia de doble longitud de onda

·Dos modos de prueba: el modo Normal, 60 muestras / hora, el modo continuo, 120 muestras / hora

·Capacidad de memoria: 1000 resultados

·Faja: URITEST 10A/11A tiras reactivas de orina

·Dimensión: 290mm x 200mm x 100mm

MICROALBÚMINA:

·Pronóstico de la nefropatía diabética y la detección temprana

·Llegar a la sensibilidad de 50 mg / L con la precisión del 85%

·El mejor complemento para la prueba de la proteína

Av. Emancipación 549 – Tda. 3 y 4 – Lima - Cercado

Telf.: 01 4250511 – 01 3350391

Correo: www.aldalabperu@hotmail.com

WEB:www.aldalab.com

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES:

- Grados bajo cero instalaciones fuente de luz con una larga vida y alta estabilidad
- 12V DC fuente de alimentación con el adaptador
- Construido en impresora térmica y de puerto para una impresora externa
- Dos modos y velocidades del ensayo para la selección
- Datos capacidad de transferencia a través del puerto RS232
- Código de barras lector opcional

Av. Emancipación 549 – Tda. 3 y 4 – Lima - Cercado

Telf.: 01 4250511 – 01 3350391

Correo: www.aldalabperu@hotmail.com

WEB:www.aldalab.com