

AUTOCLAVE DE 18 LTS XFS -208B
BIOLAB



ESPECIFICACIÓN

<i>Descripción</i>	<i>Autoclave</i>
<i>Capacidad</i>	18 LTS
<i>Fuente de alimentación</i>	220v
<i>Potencia de salida</i>	2kw
<i>Modo de calefacción, presión de calefacción</i>	0.145-0.165Mpa
<i>Dimensión</i>	425 * 425 * 625mm
<i>Peso</i>	15.5kg
<i>La temperatura de trabajo más alta</i>	126 ° c -128 ° c indicación numérica de doble escala manómetro.
<i>Tipo de material</i>	inoxidable completo
<i>Calefacción</i>	eléctrica