

*HORNO ESTERILIZADOR DE 30LTS DHG-9030A
MARCA BIOLAB*



Proporcionada para la desecación, torrefacción, fusión de cera y esterilización en laboratorios e institutos de investigación científica etc.

CARACTERISTICAS:

- *Cámara de acero inoxidable pulido*
- *Regulador de temperatura de PID, sobre-temperatura auto-protección y sincronización y exhibición digital.*
- *Distribución uniforme de la temperatura del aire*
- *Regulación del aire, toma de aire de control y salida de aire*
- *Puerta de vidrio de doble capa, mayor ventana de visualización.*
- *El sistema independiente de la alarma de temperatura-limitación asegura que los experimentos funcionen con seguridad. (Opcional, necesidad de modificar para requisitos particulares, y pagar extra)*
- *La impresora o el conector RS485 es la opción que puede conectar la computadora para registrar los parámetros y las variaciones de temperatura. (Opcional, necesidad de personalizar y pagar extra)*

CALIDAD QUE TÚ ESPERABAS!*ESPECIFICACIÓN*

MODELO	DHG-9030A
Tamaño de trabajo (mm)	350x350x350
Capacidad	320W
Alcance de temperatura	50~300°C
Resolución de la temperatura	0.1°C
Fluctuación de temperatura	± 0.1°C
Tiempo	0-999 min
Voltaje	110V 60Hz/220V 50Hz
Dimension (mm)	570x530x460
Peso	33kg