

**CALIDAD QUE TÚ ESPERABAS!**

---

*HORNO ESTERILIZADOR de 50 Lts DHG-9053A  
BIOLAB*



**CARACTERISTICA**

- *Control por microprocesador*
- *Con ventana de vidrio doble.*
- *Ajuste de visualización digital y la temperatura actual.*
- *Indicador digital de tiempo corriendo.*
- *Auto tuning PID, sobre alarma de temperatura.*
- *Alarma automática después de la operación.*
- *Interior de acero inoxidable, esquinas de la cámara son de cerámica*
- *Es aplicable a secado, cocción, esterilización, desparafinado, consolidando para las empresas industriales y mineras, la atención de salud farmacéutica y los institutos de investigación científica.*

**ESPECIFICACIÓN**

<b>MODELO</b>	<b>DHG-9053A</b>
<i>Tamaño de trabajo (mm)</i>	<i>415x375x345</i>
<i>Capacidad</i>	<i>1000W</i>
<i>Alcance de temperatura</i>	<i>50~300°C</i>
<i>Resolución de la temperatura</i>	<i>0.1°C</i>
<i>Fluctuación de temperatura</i>	<i>± 0.1°C</i>
<i>Tiempo</i>	<i>0-999 min</i>
<i>Voltaje</i>	<i>110V 60Hz/220V 50Hz</i>
<i>Dimencion (mm)</i>	<i>690x610x530</i>
<i>Peso</i>	<i>39kg</i>