

HORNO ESTERILIZADOR 30LT MOD: GRX-9023A MARCA: BIOLAB – TAIWAN

Alcance de la aplicación:

El aire caliente del horno de esterilización se aprovecha de alta temperatura de desinfección principio, que destruye citoplasma celular, la proteína desnaturaliza y concentrados de electrolitos para matar a los microorganismos.

Característica de rendimiento:

1. microprocesador controlador de temperatura
2. rápido tiempo de esterilización.
3. convección de aire forzado.
4. parada automática cuando la temperatura más de límite
5. de entrada de aire & de ajuste de control de sincronización



Los parámetros técnicos:

Modelo: Grx-9023a	El volumen:20l
Temp. Gama: Rt+10&deg; c- 250&deg; c	Temp. La fluctuación: &plusmn; 0.5&deg; c
Tipo: inteligente del microordenador	Rango de tiempo:1-9999min
El suministro de energía: a 220v 50hz	El consumo de energía:1000w
Estantes:2 pcs	peso bruto: 50 kilogramos
Interior tamaño(mm):300(w)& veces; 300(d)& veces; 270(h)	el tamaño en general(mm): 580& veces; 480& veces; 440
Tamaño del embalaje(mm): 700& veces; 600& veces; 540	Resolución de temperatura:0.1&deg; c