

**INCUBADORA DE 50LTS DNP-9052A  
BIOLAB**

*Sirve para la protección del medio ambiente, la higiene y la lucha contra la epidemia. Prueba farmacéutica. Workstock y los productos acuáticos etc. Es un equipo constante-temperatura dedicado para el análisis del agua. Prueba de DBO, cultivo y almacenamiento de bacterias, mohos y microorganismos. Cultivo de plantas y prueba de siembra.*

**ESPECIFICACIÓN**

<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>INCUBADORA</b>
<b>Capacidad</b>	<b>50 LTS</b>
<b>Rango de temperatura</b>	<b>RT+5-65°C;</b>
<b>temperatura de fluctuación</b>	<b>±0.5°C;</b>
<b>Temperatura de resolución</b>	<b>0.1°C;</b>
<b>tiempo</b>	<b>0-999min</b>
<b>tamaño</b>	<b>350x350x410mm</b>
<b>Requerimiento eléctrico</b>	<b>: 220V, 50HZ</b>
<b>Temperatura ambiental</b>	<b>+5-35° C</b>
<b>Consumo de energía</b>	<b>250 W</b>

Av. Emancipacion 549 tda 3 y 4 Lima Cercado

Telf.: 01 4250511 – 01 3350391

Correo: cotizaciones@aldalab.com

WEB:www.aldalab.com