

CALIDAD QUE TÚ ESPERABAS!**INCUBADORA DE 30 LT. DNP-9030A
BIOLAB**

Es un aparato necesario para investigaciones científicas, siendo aplicable al almacenamiento de cepas y cultivo de organismos en los campos de tratamiento médico, salud pública, productos farmacéuticos, biología y ciencias agrícolas.

ESPECIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN	INCUBADORA
Capacidad	30 LTS
Rango de temperatura	RT+5-65°C;
temperatura de fluctuación	±0.5°C;
Temperatura de resolución	0.1°C;
tiempo	0-999min
tamaño	350x350x275mm
Requerimiento eléctrico	: 220V, 50HZ
Temperatura ambiental	+5-35° C
Consumo de energía	180W

Av. Emancipacion 549 tda 3 y 4 Lima Cercado

Telf.: 01 4250511 – 01 3350391

Correo: cotizaciones@aldalab.com

Web:www.aldalab.com