

LAVADOR DE ELISA MOD.EIAWASH MARCA MERILIZER



EIAWash Lavador de micro placas

EIAWash Es La Elección Perfecta para Placas de 96 pocillos con la Flexibilidad de 8 canales o 12 canales Colectores de OPCIONES de lavado, aspiración y dispensación Programado Que Emplea Un diseño fiable, sencilla e Innovador simplificar su mantenimiento.

- Fácil de USAR teclado con Pantalla LCD de Alta Resolución
- 100 pruebas del Programa Capacidad De Almacenamiento
- 8 canales y 12 canales de lavado colector
- Compatible con pocillos de fondo plano y redondo volumen residual • Baja Asegura Resultados fiables
- aspiración programable, remojo y Modos agitar

Especificaciones técnicas

Prueba Programable	100
Tipos de micro pocillos	fondo plano y redondo
colector de lavado	8 canales y 12 canales
monitor	192 x 64 píxeles STN-Biue LCD monocromático con luz de fondo LED
Ciclo de lavado programables	0 a 225
Sistema de lavado	1 a 4 posiciones tampón de lavado, 1 botella de presión y 1 botella de líquido residual, con monitor de nivel de líquido
Agitar Tasa	1 a 5 niveles
Tiempo de sacudo	0 a 255 ve
Tiempo de inmersión	1 seg a 60 minutos (con incrementos de sec)
Volumen residual	≤ 2 l
Lavado precisión	≤ ± 3% en 300 l
Rango de volumen líquido de lavar	50-400 l (con incrementos de 50 l)
Humedad relativa	≤95%
Fuente de alimentación	1 00-240VAC, 50 / 60Hz (55W máx.)
Entorno operativo	5 ° C a 40 ° C
Dimensiones	410 mm (W) X390 mm (L) mm X320 (H)
Peso	Aproximadamente el 12 Kg