

*MEDIDOR DE PH/MV/TEMPERATURA MOD.MP-103 EZODO*



**Características:**

1. Basado en microprocesador con carcasa a prueba de salpicaduras.
2. Simultánea pH pantalla y la temperatura.
3. La compensación automática o manual de la temperatura. ° C / ° F conmutable
4. Sencillo de calibrar por un teclado de búfer 3 puntos.
5. Los valores de calibración se pueden ajustar según sea necesario.
6. Indicar porcentaje de pendiente (PTS) después de la calibración.
7. batería baja y el indicador de consumo.
8. Apagado automático después de 10 minutos sin uso.
9. funda protectora de caucho con magnético.

## Especificaciones:

		<b>MP-103</b>	
	pH	mV	Temp.
<b>Rango:</b>	-2.00-16.00	-1999 ~ -200 mV -199.9 ~ 499.9 mV 500 ~ 2000 mV	0 -110°C
<b>Precisión:</b>	±0.01+1 dígito	±1+1 dígito	±0.2°C+1 dígito
<b>Resolución:</b>	0.01	0.1/1 mV	0.1°C
<b>Compensación:</b>		ATC 0- 100°C	
<b>Calibración:</b>		pH 4.00, 7.00, 10.00	
<b>Batería:</b>		9V	
<b>Dimensiones:</b>		108 x 75 x 30 mm	
<b>Peso:</b>		135 g (con batería)	