

**MICROSCOPIO BINOCULAR
INVERTIDO DIGITAL MOD: X
2000 MARCA KEN A VISION
-USA**



*X2000 / X2000-230 Micro
proyector 2
Micro proyector 2
Ken-A-Visión introduce la versión
de vanguardia del siglo XXI de su
micro proyector de 65 años. Este
nuevo microscopio invertido
tiene una lente zoom y tecnología
digital que se conecta
directamente a su proyector de
aula o computadora. Ken-A-
Visión vuelve a reinventar la
forma en que se enseña la
ciencia.*

CARACTERÍSTICAS

- ✓ *X2000 requiere 110 - 120 voltios*
- ✓ *X2000-230 requiere 220 - 240 Voltios*
- ✓ *No viene con proyector*
- ✓ *Mayor distancia de trabajo*
- ✓ *Sin calor De la fuente de luz*
- ✓ *Reóstato ligero*
- ✓ *Etapa flotante*
- ✓ *Objetivo zoom 3 × - 30 × zoom*
- ✓ *Dimensiones: longitud x anchura × altura (L × W × H) dada en pulgadas y centímetros*

ESPECIFICACIONES

CABEZA	Se conecta directamente a un proyector para su visualización
Objetivos	Zoom 3× – 30×
Iluminación	LED blanco brillante y fresco
Etapa	13cm × 13.5cm
L × W × H	8.25" × 6.5" × 12" / 21cm × 16.5cm × 30.5cm
Peso	7.7lbs / 3.5kgs
Garantía	5 años limitada en el microscopio; 90 días en la cámara