

Microscopio Pantalla LCD modelo YJ-2016TLCD 3S CIENTIFIC



Características:

Pantalla LCD con conector especial, la instalación, se puede observar las diapositivas y los objetos fácilmente, sobre todo para la comprobación de piezas industriales', puede reducir la fatiga visual y la comprobación de mejorar la eficiencia.

Datos técnicos:

Dimensiones del dispositivo: 1/3 "

Resolución horizontal: 700 línea de TV

Píxeles: 976 (H) x 582 (V)

Av. Emancipación 549 tda.3 y 4 Lima Cercado

Tel.: 01 4250511 – 01 3350391

Correo: cotizaciones@aldalab.com

Web:www.aldalab.com

Datos técnicos del LCD:

Pantalla Dimensiones: 800X600

Colores: 16, 777,216colors

Modo alto: 1024X768 @ 75 Hz

Sistema de Color: PAL / NTSC4,43 / NTSC3.58 / SECAM se puede conectar con el ordenador mediante un cable USB compatible con el software WinXP / Win7 / Win8.

Especificaciones:

- ✓ *Objetivos: 4X, 10X, 40X (S), 100X (S, Petróleo)*
- ✓ *Tipo: objetivo plan acromático 45mm DIN*
- ✓ *Amplio Campo Plano*
- ✓ *Ámbito Ocular: WF10x / 23mm*
- ✓ *Cabezal: Articulado*
- ✓ *Cabezal trinocular libre, 30 ° de inclinación*
- ✓ *Distancia interpupilar: 48-75 mm*
- ✓ *Condensador: Abbe 1.25 Condensador*
- ✓ *Etapa: 220X148mm*
- ✓ *Eje X s posición de mano baja (transmisión por cable de acero).*
- ✓ *Doble Etapa mecánica: 76X50mm, la precisión de 0,1 mm, pinza deslizante doble amortiguada.*
- ✓ *Sistema de Enfoque: coaxial grueso y fino del Enfoque perillas, la precisión Que de 0,002 mm*
- ✓ *Iluminación: Lámpara con LED, 5W El Sistema de Iluminación.*

Av. Emancipación 549 tda.3 y 4 Lima Cercado

Telf.: 01 4250511 – 01 3350391

Correo: cotizaciones@aldalab.com

Web:www.aldalab.com