

Gemmy

MICROSCOPIO
BINOCULAR

EL MICROSCOPIO BINOCULAR ES
EL MODELO PARA EMPEZAR EN
LA MICROSCOPIA PROFESIONAL.

MODELO
PB-3620



DESCRIPION	MICROSCOPIO BINOCULAR
MODELO	PB:3620
MARCA	GEMMY
PAIS	TAIWAN
CABEZAL BINOCULAR	TUBO 30 ° ANGULO DE ROTACION de 360 °
DISTANCIA INTERPUPILAR	48mm -75mm
Ocular	WF10 X / WF16X
N° DE OBJETIVOS	4
TIPO	ACROMATICOS
Objetivo objetivo acromáticos	4X / 0.10
Objetivo objetivo acromáticos	10X / 0.25
Objetivo objetivo acromáticos	40X / 0.65
Objetivo objetivo acromáticos	100X / 1.25
Escenario capas dobles	etapa mecánica
Tamaño del escenario	135mm × 125mm
Gama de traslado	70 mm × 50 mm
Condensador	condensador Abbe N.A1.25 con diafragma iris
Enfoque	Macro coaxial
ajuste de enfoque fino	con cremallera y piñón de mecanismo de Bellas centrándose Valor escala 0.002mm
Iluminación	6V20W

