

CENTRIFUGA DE 24 TUBOS MOD: PLC 024

MARCA GEMMY



Esta centrifuga está destinado para uso in vitro de diagnóstico, cuando se carga la muestra biológica, tal como sangre, reactivo, orina, etc., se solicita encarecidamente que el usuario use guantes y gafas de protección.

CARACTERISTICAS

- *Alta calidad*
- *Alta estabilidad y precisión*
- *Cumple con los estándares de certificación CE*
- *Embalaje Caja de cartón, espuma de poli estireno y cubierta de plástico*
- *pestillo de bloqueo e inter interruptor de corte del motor cabo automáticamente cuando se abre la tapa durante el hilado, y también evita el inicio accidental durante la carga.*
- *Cámara de acero inoxidable moldeado y fácil de limpiar.*
- *Alta eficiencia del motor*
- *Acelera hasta la velocidad máxima y los frenos para terminar suavemente en 20 segundos.*

CALIDAD QUE TÚ ESPERABAS!

ESPECIFICACIONES

<i>MODELO</i>	<i>PLC-024</i>
<i>Tiempo</i>	<i>Digital 99 min.</i>
<i>Control de velocidad</i>	<i>Microprocesador</i>
<i>Bloqueo de la tapa</i>	<i>Si</i>
<i>Interruptor</i>	<i>eléctrico del freno</i>
<i>Bloqueo de seguridad</i>	<i>si</i>
<i>Cámara</i>	<i>Aluminio</i>
<i>motor</i>	<i>cepillo 250W</i>
<i>Cámara</i>	<i>Aluminio</i>