

**AUTOCLAVE DE 50LTS MOD: XFH-50 CA  
MARCA BIOLAB**



*Autoclave de presión electro térmica, el control de computadora recicla el esterilizador de la autoclave*

**ESPECIFICACIONES**

<i>Descripción</i>	<i>Autoclave</i>
<i>Capacidad</i>	<i>50 LTS</i>
<i>Dispositivo de enclavamiento</i>	<i>mecánico de seguridad</i>
<i>Rueda de mano tipo AP</i>	<i>estructura de puerta de apertura rápida</i>
<i>Alcance de la temperatura</i>	<i>(0-9999min)</i>
<i>Sobre-presión</i>	<i>auto-diclорación 0,145-0165 mpa.</i>
<i>Rango de temperatura de funcionamiento</i>	<i>(126 ° c -138 ° c).</i>
<i>Material</i>	<i>Acero inoxidable</i>
<i>Volumen</i>	<i>50</i>
<i>Fuente de alimentación</i>	<i>220V</i>
<i>Potencia de salida</i>	<i>3.5kw</i>
<i>Dimensión de la cámara de esterilización</i>	<i>Φ350 × 520mm</i>
<i>Presión máxima</i>	<i>0.145-0.165Mpa</i>
<i>Temperatura máxima</i>	<i>126 °C</i>